

НОВИНКА

**ТАБЛИЦА ФАСОНОВ
зубов YAMAHACHI**

СЕРИЯ FX


**из акриловой пластмассы,
усиленной нано кремнием**

FX ANTERIOR

фронтальная группа

FX POSTERIOR


жевательная группа



YAMAHACHI DENTAL

FX ANTERIOR фронтальная группа			
Верхние	A	B	C
T41			
	43.2	8.0	9.7
T51			
	46.6	8.6	10.4
T61			
	49.4	9.1	11.0
T41S			
	43.0	7.9	9.3
T51S			
	46.6	8.6	10.1
T61S			
	49.2	9.1	10.7
S51			
	45.0	8.4	10.7
S71			
	52.6	9.8	13.5
S81			
	53.4	10.0	13.7
S43S			
	41.3	7.8	8.5
S44S			
	42.7	7.7	10.3
S41S			
	43.5	7.9	9.6

S42S			
	44.2	8.5	9.8
S52S			
	45.9	8.3	10.9
S51S			
	46.6	9.0	10.8
S61S			
	48.7	8.8	11.2
O41			
	42.9	8.0	10.1
O31S			
	38.7	7.4	8.4
O51S			
	47.1	8.7	10.0
O61S			
	48.4	9.0	10.8
C42			
	43.2	8.2	10.5
C41			
	43.7	8.2	10.4
C51			
	46.4	8.8	11.3
C61			
	49.4	9.4	12.1



A B C

FX ANTERIOR фронтальная группа				A	B	C
■ Нижние				A	B	C
N31S				30.1	4.5	8.0
N61S				37.9	5.6	9.4
N31				33.4	5.1	8.9
N32				32.5	4.8	8.9
N41				34.4	5.1	8.6
N42				35.5	5.5	10.2
N81				41.8	6.4	12.1
N71L				39.9	5.8	11.6
				A	B	C

FX POSTERIOR жевательная группа				A	B
28				28.8	8.4
30				30.3	8.8
32				32.4	9.4
34				33.7	10.3
36				36.1	11.6
				A	B

ОТТЕНКИ

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5*
16 различных оттенков по шкале Vita.

Vita является зарегистрированной торговой маркой компании Vita Zahnfabrik GmbH.

*W0.5 – оттенок близок от Yamahachi.

FX POSTERIOR жевательная группа
(тот же фасон, что у EFUCERA PX)

Таблица соответствия фасонов

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗУБЫ		ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ЗУБЫ
ВЕРХНИЕ	НИЖНИЕ	ВЕРХНИЕ / НИЖНИЕ
T41	N32	28
T51	N42	30
T61	N61S	34
T41S	N32	28
T51S	N42	30
T61S	N61S	34
S51	N42	30
S71	N71L	34
S81	N81	36
S43S	N41	28
S44S	N41	28
S41S	N32	28
S42S	N31	28
S52S	N42	30
S51S	N42	30
S61S	N61S	34
O41	N32	28
O31S	N31S	28
O51S	N61S	32
O61S	N61S	32
C41	N41	32
C42	N41	28
C51	N42	30
C61	N61S	34

YAMAHACHI предлагает широкий диапазон фасонов и оттенков искусственных зубов, позволяя делать выбор из многообразия доступных моделей, и удовлетворять самые разные запросы клиентов.

Наши искусственные зубы соответствуют международному стандарту качества ISO 22112. **FX ANTERIOR** фронтальные зубы и **FX POSTERIOR** жевательные зубы – зубы из акриловой пластмассы, усиленной нано кремнием.

Серия **FX** обладает более высокой устойчивостью к истиранию и большей прочностью, чем обычные акриловые зубы.



YAMAHACHI DENTAL

Ред. №1 Сентябрь 2025г.



Дентал-Ист

Стоматологические
оборудование и материалы

ООО «Дентал-Ист» 125195, г. Москва,

Ленинградское шоссе, д. 96А.
Тел./Факс: 8 (800) 222-77-05
E-mail: sales@dental-east.ru,
Сайт: www.dental-east.ru



Наш партнёр в РФ



интернет-магазин a3-dent.ru
оборудование и материалы
для стоматологии

A3-DENT.RU

ООО «Атридент» 125195, г. Москва,

Ленинградское шоссе, д. 96А.
Тел./Факс: +7 (499) 745-63-06
E-mail: shop@a3-dent.ru,
Сайт: www.a3-dent.ru



Наш партнёр в Казахстане



Atri

стоматологические материалы

ТОО «Атри» г. Алматы, ул. Макатаева 117, лит А,

офис 424 (Бизнес-центр "LOTOS").
Тел. городской: +7 (727) 339-05-72
Тел. сотовый: +7 (771) 747-99-05
E-mail: shop@atri.kz, Сайт: www.atri.kz

