



ДИСКИ ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ РЕСТАВРАЦИЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ CAD/CAM

МНОГОСЛОЙНЫЕ ДИСКИ MULTILAYER

Диски из диоксида циркония многослойные предварительно окрашенные, применяются для изготовления протезов, одиночных коронок, мостов и полных дуг.



EVEREST AT



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: фронтальные коронки, виниры, фронтальные мосты.



ПРОЧНОСТЬ

Режущий край: 800 МПа,
Пришеечная часть: 1100 МПа



ПРОЗРАЧНОСТЬ

Режущий край: 48 %,
Пришеечная часть: 46 %

EVEREST PT



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: жевательные коронки, жевательные мосты, полные дуги.



ПРОЧНОСТЬ

Режущий край: 1100 МПа,
Пришеечная часть: 1250 МПа



ПРОЗРАЧНОСТЬ

Режущий край: 46 %,
Пришеечная часть: 44 %

EVEREST UVS



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: фронтальные коронки, жевательные коронки, полные дуги.



ПРОЧНОСТЬ

Режущий край: 900 МПа,
Пришеечная часть: 1150 МПа



ПРОЗРАЧНОСТЬ

Режущий край: 48 %,
Пришеечная часть: 45 %



ДИСКИ ДЛЯ СКОРОСТНОЙ СИНТЕРИЗАЦИИ

МОНОХРОМНЫЕ ДИСКИ MONOLAYER


Диски из диоксида циркония монокромные предварительно окрашенные, применяются для изготовления протезов любой группы, мостов и полных дуг.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
виниры, инлеи,
фронтальные коронки,
фронтальные мосты.



ПРОЧНОСТЬ
800 МПа




ПРОЗРАЧНОСТЬ
48 %



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
инлеи, одиночные колпачки,
жевательные коронки,
полные дуги.



ПРОЧНОСТЬ
1100 МПа




ПРОЗРАЧНОСТЬ
46 %



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
боковые коронки,
одиночные колпачки,
мостовидные колпачки,
полные дуги.



ПРОЧНОСТЬ
1300 МПа



ПРОЗРАЧНОСТЬ
44 %

КРАСИТЕЛИ ДЛЯ CAD/CAM



COLORING LIQUID

КРАСИТЕЛИ ДЛЯ НЕСПЕЧЕННОГО
ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ



**ШИРОКАЯ
ПАЛИТРА
ОТТЕНКОВ**



**БЫСТРАЯ
ПРОГРАММА
СПЕКАНИЯ**



**РАЗНЫЕ
СПОСОБЫ
ОКРАШИВАНИЯ**



Дентал-Ист

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
КОМПАНИИ UNC INTERNATIONAL
В РОССИИ

ЗАПРОСИТЕ
ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ >

ред. №1 сентябрь 2026г.



+7 (499) 745 63-20



WWW.DENTAL-EAST.RU



SHOP@DENTAL-EAST.RU