



PRO M CLASS

Универсальный портативный
микромотор

Система всё в одном

Беспроводной микромотор с комплектацией до 7 специализированных наконечников, с коэффициентами передачи редукторов 4:1, 16:1, 160:1, 320:1, а также с прямой передачей (1:1).

Контроль торка (ограничение крутящего момента).

Высокоинформативный LED-дисплей.

Перезаряжаемая литий-ионная батарея.

Проводная зарядка (C тип).

Станция зарядки.

Время полной зарядки всего 90 минут.

Ортодонтия, эндодонтия,
имплантология и гигиена
в одном устройстве



*Компактность и
эргономичность*

Уникальное сочетание компактности, легкого веса (средний вес с наконечником всего 120 грамм), эргономичности и функциональности позволяет совершать длительную работу без усталости оператора.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ МИКРОМОТОРА

PRO M CLASS

Направление вращения

F

Уровень заряда батареи

100%

75%

50%

25%

0%

Передаточное отношение

1:1

Торк (ограничение крутящего момента)

N·cm

88

Скорость вращения

rpm X100

100

Кнопка включения / выключения

Кнопка выбора режима работы

Кнопка +

Кнопка -

Батарейный отсек

Разъём для зарядки

LCD Дисплей

Батарея

100%

75%

50%

25%

0%

Заряжена

2/3

1/3

Разряжена

Торк

88

Вращение

F

По часовой стрелке

R

Против часовой стрелки

Передаточное отношение

160:1

4:1

1:1

320:1

16:1

Скорость вращения

188


ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОМОТОРА И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

	Модель	Блок управления PRO M CLASS
	Перезаряжаемая батарея	Li-Ion, 3.7В, 800 мА
	Вес	86.5 г
	Габариты (мм)	Ш 26.6 x Г 27.2 x В 145.1
	Модель	Зарядное устройство PRO M CLASS
	Вес	97.5 г
	Габариты (мм)	Ш 81.4 x Г 103.7 x В 46.7
	Модель	Адаптер питания PRO M CLASS
	Электропитание (вход)	100-240В, 50/60Гц, 0.6А
	Электропитание (выход)	5В 1.2А
	Вес	104.0 г
	Габариты (мм)	Ш 43.5 x Г 74.0 x В 36.8

ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОВМЕСТИМЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

ГИГИЕНА

Полировка
и очистка






Модель	SC-R04
Передаточное отношение	4:1
Максимальная скорость (об / мин)	2,500
Вес (г)	34,0
Габариты (мм)	Длина 59,8 x Ø16,7

ГИГИЕНА

Полировка
и очистка






Модель	SPC-R04
Передаточное отношение	4:1
Максимальная скорость (об / мин)	2,500
Вес (г)	35,0
Габариты (мм)	Длина 59,7 x Ø16,7

ГИГИЕНА

Полировка
и очистка





Модель	PR-04
Передаточное отношение	4:1
Максимальная скорость (об / мин)	2,500
Вес (г)	36,0
Габариты (мм)	Длина 55,5 x Ø16,7

ОРТОДОНТИЯ

Разделение и
резка






Модель	SO-OT6
Передаточное отношение	1:1
Максимальная скорость (об / мин)	10,000
Вес (г)	35,5
Габариты (мм)	Длина 62,1 x Ø16,7

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Установка
мини-имплантов






Модель	TD-160
Передаточное отношение	160:1
Максимальная скорость (об / мин)	70
Вес (г)	66
Габариты (мм)	Длина 75,2 x Ø16,9

ИМПЛАНТОЛОГИЯ,
КОНТРОЛЬ ТОРКА

Контроль
торка





Модель	TD-320
Передаточное отношение	320:1
Максимальная скорость (об / мин)	25
Вес (г)	65,5
Габариты (мм)	Длина 75,2 x Ø16,9

ЭНДОДОНТИЯ


Обработка кор-
невых каналов





Модель	SP-RA16M
Передаточное отношение	16:1
Максимальная скорость (об / мин)	600
Вес (г)	34,0
Габариты (мм)	Длина 63,6 x Ø16,7

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКА



⚠ При заказе ориентируйтесь по артикулу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Собери свой Pro M Class

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ:
МИКРОМОТОР
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
PRO M CLASS



в комплекте с
1 наконечником

в комплекте с
2 наконечниками

Возможны любые
комбинации наконечников



ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ



Наконечник **SP-RA16M**

Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
SP-RA16M**



ДЛЯ ОРТОДОНТИИ



Наконечник **SO-OT6**

Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
SO-OT6**




ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ



Наконечник **TD-320**

Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
TD-320**




ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ



Наконечник **TD-160**

Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
TD-160**




ДЛЯ ГИГИЕНЫ



Наконечник **SPC-R04**

Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
SPC-R04**




ДЛЯ ГИГИЕНЫ



Наконечник **SC-R04**

Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
SC-R04**



ДЛЯ ГИГИЕНЫ



Наконечник **PR-04**

Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
PR-04**

**НАБОР ДЛЯ
ИМПЛАНТОЛОГИИ**



Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
TD-160/TD-320**



**НАБОР ДЛЯ
ГИГИЕНЫ №1**



Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
SC-R04/SPC-R04**



**НАБОР ДЛЯ
ГИГИЕНЫ №2**



Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
PR-04/SPC-R04**



**НАБОР ДЛЯ
ГИГИЕНЫ №3**



Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
PR-04/SC-R04**

