

PROFESSIONAL
SNOW ROCKTM
YOUR BEST DENTAL CHOICE

*Качество,
которому
доверяют*

Гипсы, паковочные и альгинатные массы

Профессиональные решения
для зуботехнической лаборатории



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Стабильный результат



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Для всех этапов работы



НАДЕЖНОСТЬ

Выбор профессионалов



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Безопасные материалы

80 ЛЕТ КАЧЕСТВА

2026

snow-rock.ru



MUNGYO™ SINCE 1946

Гипс для лабораторий

2

класс

DENTAL PLASTER

Твердый гипс для учебных моделей, диагностических моделей



Варианты оттенков обозначены стикером:



3

класс

DENTAL STONE

Сверхтвердый гипс для моделей коронок и мостов, модели съёмного протеза



ORTHO STONE

Сверхтвердый гипс для ортодонтических моделей



LAB STONE

Сверхтвердый гипс для контрольных и мастер-моделей, включая модели зубных протезов



ZERO MOUNTING STONE

Гипс артикуляционный для монтажа в артикулятор



4

класс

DIE STONE

Супергипс ультратвердый мелкодисперсный гипс высшего качества для коронок и мостов



FLOW ROCK

Жидкотекучий цокольный супергипс для цоколя разборных моделей



Варианты фасовки:

- DENTAL PLASTER / ZERO MOUNTING STONE / ORTHO STONE - 25 кг.
- DIE STONE / DENTAL STONE / LAB STONE / FLOW ROCK - 1,5 / 18 / 25 кг.

Паковочная масса для лабораторий

SNOW VEST B

10кг + 1л

Универсальная фосфатосодержащая паковочная масса Для бюгелей из сплавов драгоценных и недрагоценных металлов.



SNOW VEST 3D

12кг + 3л

Универсальная фосфатосодержащая паковочная масса Для использования вместе с выжигаемой 3D пластмассой и другими выжигаемыми материалами. Для E.Max Press.



SNOW FINE

12кг + 3л


Универсальная фосфатосодержащая паковочная масса Для коронок и мостов. Для E.Max Press.



Дентал-Ист

Официальный дистрибьютор материалов DK Mungyo в России

**ЗАПРОСИТЕ
ПОЛНЫЙ
КАТАЛОГ
И ОБРАЗЦЫ**



СКАНИРУЙТЕ QR-КОД



+7 (499) 745 63-20



www.dental-east.ru



shop@dental-east.ru



MUNGYO™
SINCE 1946

КАЧЕСТВО -
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ



**СДЕЛАНО
В КОРЕЕ**

Ред. №1
Сентябрь
2026г.

