



СДЕЛАНО
В КОРЕЕ




3A MEDES

АППАРАТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАПП
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЛЕПОЧНЫХ ЛОЖЕК

EASY-VAC

КОМПАКТНЫЕ, БЕСШУМНЫЕ И МОЩНЫЕ
ВАКУУМФОРМЕРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАПП И ШИН ДЛЯ



отбеливания
зубов



выравнивания
прикуса



лечения и
профилактики
бруксизма



спорта
и защиты

ВЫТЯЖНОЙ
• ВЕНТИЛЯТОР 1250ВТ
• МОЩНОСТЬ
ВСАСЫВАНИЯ
0,2 BAR.

СИНИЙ
АРТИКУЛ ST3-EV2

ЗОЛОТИСТЫЙ
АРТИКУЛ ST3-EV+

ВАКУУМНАЯ
• ПОМПА 50 ВТ
• МОЩНОСТЬ
ВСАСЫВАНИЯ
0,8 BAR.



КОМПАКТНОСТЬ
И МАЛЫЙ ВЕС



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
И ПРОСТОТА
В ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПОДХОДИТ
ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
ЛЮБОЙ ТОЛЩИНЫ



ВЫСОКАЯ
МОЩНОСТЬ
И БЫСТРЫЙ НАГРЕВ

ПЛАСТИНЫ

ДЛЯ ВАКУУМФОРМЕРОВ



SPLINT

ШИНЫ ДЛЯ
ВЫРАВНИВАНИЯ
ПРИКУСА



жёсткие



прозрачные



0,5 - 2 мм



(125x125мм)



(127x127мм)

BLEACHING

КАППЫ ДЛЯ
ОТБЕЛИВАНИЯ
ЗУБОВ



мягкие



матовые



0,5 - 2 мм



(125x125мм)



(127x127мм)

MOUTH

ЛЕЧЕНИЕ И
ПРОФИЛАКТИКА
БРУКСИЗМА



мягкие



матовые



3 и 4 мм



(125x125мм)



(127x127мм)

SPORTS

ЗАЩИТНЫЕ
КАППЫ
ДЛЯ СПОРТА



мягкие



не прозрачные
цветные



3 мм



(125x125мм)



(127x127мм)

НАДЁЖНЫЙ

И ЭФФЕКТИВНЫЙ ВЫБОР



Dental-East

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
КОМПАНИИ 3A MEDES В РОССИИ

ЗАПРОСИТЕ
ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ
ПО КОДУ

ред. №1 сентябрь 2026г.



+7 (499) 745 63-20



WWW.DENTAL-EAST.RU



SHOP@DENTAL-EAST.RU